

# BENVENUTO NELL'ESTETICA AVANZATA

*L'apparecchiatura è la combinazione di tre diverse metodiche che possono essere utilizzate singolarmente o in sinergia; l'utilizzo in sinergia consente di ottenere risultati nettamente superiori rispetto ai singoli trattamenti.*

## **INFRAROSSI**

Evocano un aumento della temperatura distrettuale e conseguente effetto riducente. La gestione della temperatura a diversi livelli, permette di personalizzare il trattamento.

## **ELETTROSTIMOLAZIONE**

Consente una tonificazione e il "rimodellamento" delle varie fasce muscolari.

## **PRESSOTERAPIA**

Induce una compressione programmata settoriale, aumentando il flusso venoso-linfatico con effetto drenante e detossinante.

## **TRATTAMENTI FRUIBILI**

RASSODAMENTO E TONIFICAZIONE, MODELLAMENTO, DETOSSINANTE, DRENAGGIO LINFATICO, DRENAGGIO VENOSO.

## **IN DOTAZIONE**

- N.01 Presso tuta e accessori
- N.01 Tubi collegamento
- N.01 Cavo alimentazione
- N.04 Elettrodi grandi
- N.04 Elettrodi piccoli
- N.05 Fascette elastiche

## **SPECIFICHE TECNICHE**

Alimentazione 220÷240 V, 50÷60 Hz

Potenza Max 100 W

Dimensioni:

- Dispositivo: cm 41x29x19
- Tuta: cm 91x46x12

Peso:

- Dispositivo: Kg 6.6
- Tuta: Kg 17

LE TECNOLOGIE DEL FUTURO  
PER UNA NUOVA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

PRODOTTO  
IN ITALIA



PRESS ADVANCE

flend  
C O M P A N Y

Distribuito da: **FLEND COMPANY S.r.l.**

Via G. Sorel, snc - 06012 Città di Castello (PG) - Italy  
P.I. 03744160544 | REA PG-310822  
+39 075 3757227 | info@flend.it

Prodotto da: **TOP QUALITY GROUP S.r.l.**

Via G. Sorel, snc - 06012 Città di Castello (PG) - Italy  
P.I. 03424560542 | REA PG-288065

